


体位変換器

抜群のフィット感と復元性で、いつも快適なポジショニングができる体位変換器です。

ナーセント[®]Ex ロール

ナーセント[®]Ex ワイド



※防水カバー付



| ナーセント Ex ロール200 アイ・ソネックス | ナーセント Ex ロール150 アイ・ソネックス | ナーセント Ex ロール100 アイ・ソネックス | ナーセント Ex ワイド アイ・ソネックス | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|--|---------|--|------|------|--|--|--|----------|--|--|--|---------|--|------|------|--|--|--|----------|--|--|--|---------|--|------|------|--|--|--|----------|--|--|--|---------|--|------|------|--|--|
| 商品番号 F-371B | 商品番号 F-371C | 商品番号 F-371D | 商品番号 F-371E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TAISコード:00149-000034 | TAISコード:00149-000035 | TAISコード:00149-000036 | TAISコード:00149-000037 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ●型式:ナーセント Ex ロール200 | ●型式:ナーセント Ex ロール150 | ●型式:ナーセント Ex ロール100 | ●型式:ナーセント Ex ワイド | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">月極レンタル料金</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2"> </td> </tr> <tr> <th colspan="2">ご利用者負担額</th> </tr> <tr> <td>1割負担</td> <td>2割負担</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> | 月極レンタル料金 | | | | ご利用者負担額 | | 1割負担 | 2割負担 | | | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">月極レンタル料金</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2"> </td> </tr> <tr> <th colspan="2">ご利用者負担額</th> </tr> <tr> <td>1割負担</td> <td>2割負担</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> | 月極レンタル料金 | | | | ご利用者負担額 | | 1割負担 | 2割負担 | | | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">月極レンタル料金</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2"> </td> </tr> <tr> <th colspan="2">ご利用者負担額</th> </tr> <tr> <td>1割負担</td> <td>2割負担</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> | 月極レンタル料金 | | | | ご利用者負担額 | | 1割負担 | 2割負担 | | | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">月極レンタル料金</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2"> </td> </tr> <tr> <th colspan="2">ご利用者負担額</th> </tr> <tr> <td>1割負担</td> <td>2割負担</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> | 月極レンタル料金 | | | | ご利用者負担額 | | 1割負担 | 2割負担 | | |
| 月極レンタル料金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ご利用者負担額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1割負担 | 2割負担 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 月極レンタル料金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ご利用者負担額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1割負担 | 2割負担 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 月極レンタル料金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ご利用者負担額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1割負担 | 2割負担 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 月極レンタル料金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ご利用者負担額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1割負担 | 2割負担 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

※地域によって対象とならない場合がありますので、ご確認下さい。



よせる



ひろげる



そわせる

ポジショニングに最適な中材

中材に、流動性と形状保持性を備えた特殊綿チップを使用しています。チップは、手で寄せたり拡げたりして動かしますが互いに絡み合うので、整えた形状が崩れにくいのが特長です。



体位変換に便利なハンドル付

ロールタイプ・ワイド共に体位変換に便利なハンドルが付いています。介助者は、仰臥位から側臥位への体位変換を簡単に負担なく行うことができます。



優しい肌ざわりの吸汗カバー

カバーは、表が天然綿、裏がポリエステル生地を2枚合わせたオリジナル生地です。吸汗性や弾力性、伸縮性の良さにこだわって、肌に優しい生地に仕上げました。



お手入れ簡単!減菌可能な安心素材


丸洗いや乾燥機の使用ができます。乾燥機や天日干しでふんわり気持ち良く復元します。熱湯洗浄や塩素系漂白剤での消毒、オートクレーブで減菌ができるので、万一の時も安心です。

● 体位変換方法


ナセント[®]Ex ロール200 の体位変換例




ナセント[®]Ex ロール100 とワイド の体位変換例



ナセント[®]Ex ロール150 とワイド の体位変換例



● ポジショニング場面



- (1) ベッド上での体位変換や良肢位保持を目的にご使用ください。体位変換後は必ず、背抜きや足抜きを行い、背中や下肢に生じたずれ力を解消してください。
- (2) もとの姿勢に戻す場合は、身体の下に差し込んだナーセントExを抜き取ってください。この際も、ずれ力を解消するために必ず背抜きや足抜きを行ってください。
- (3) 体位変換を行うときは、ナーセントExを敷き込む位置や深さを調整しながら、骨突出部などの接触圧を手などで確認し、圧迫が軽減されていることをご確認ください。

- ・持ち手を引っ張るだけで簡単に体位変換ができます。
- ・体位変換した姿勢をそのまま保持することもできます。
- ・家庭用洗濯機で丸洗いOK!

質量
2.4
kg



セロリAタイプ

モルテン

体位変換器+高耐久・マルチ・体圧分散式クッション。

TAISコード 00054-000112

商品番号 **F-372A**

●型式:MTYA ●タイプ:まくら型 ●サイズ(cm):全長68×全幅32

| 月額レンタル料金 | ご利用者負担額 | |
|----------|---------|------|
| | 1割負担 | 2割負担 |
| | | |

※地域によって対象とならない場合がありますので、ご確認下さい。

セロリAタイプを使った上半身を主とした体位変換方法



Aタイプを頭～肩の下に入れておきます。体の向きを変えやすくするために、膝を立てて腕をお腹の上にのせます。



Aタイプの両側にある体位変換用の持ち手をつかみます。



片側の持ち手を持ち上げるようにして上半身の向きを変えます。立てた膝に手を添えると、より安定した体位変換ができます。



肩と腰を完全に起こし、側臥位(横向き)にして体位変換完了です。

Aタイプを使ったその他の体位変換方法



下半身の向きを変える



おしりの向きを変える



背中向きを変える

- ・持ち手を引っ張るだけで簡単に体位変換ができます。
- ・体位変換した姿勢をそのまま保持することもできます。
- ・家庭用洗濯機で丸洗いOK!

質量
3.1
kg



セロリBタイプ

モルテン

体位変換器+高耐久・マルチ・体圧分散式クッション。

TAISコード 00054-000113

商品番号 **F-372B**

●型式:MTYB ●タイプ:スネーク型 ●サイズ(cm):全長141×全幅23

| 月額レンタル料金 | ご利用者負担額 | |
|----------|---------|------|
| | 1割負担 | 2割負担 |
| | | |

※地域によって対象とならない場合がありますので、ご確認下さい。

セロリBタイプを使った下半身を主とした体位変換方法



Bタイプを2つ折りにしてひざの下に入れておきます。体の向きを変えやすくするために、腕をお腹の上にのせます。



Bタイプの両側にある体位変換用の持ち手をつかみます。



片側の持ち手を持ち上げるようにして下半身の向きを変えます。肩に手を添えると、より安定した体位変換ができます。



肩と腰を完全に起こし、側臥位(横向き)にして体位変換完了です。

Bタイプを使ったその他の体位変換方法



2つ折りで上半身の向きを変える



体全体の向きを変える



L字で上半身の向きを変える

ナーセントパットA

アイ・ソネックス

身体の下に差し込むだけで容易に体位変換ができ、そのまま良肢位を保持します。

TAISコード 00149-000012

商品番号 **F-371A**



質量

850g
大

質量

450g
小

- 型式:ナーセントパットA
- 組合せ:大ピース×1、小ピース×2
- サイズ(cm):(大)幅40×長さ40×高さ10、(小)幅20×長さ40×高さ10

側臥位(横向き)で ●2Pを使用して
身体を少し起こすだけで簡単に差し込めます。
一度差し込んだら姿勢がずれません。
仙骨部は空けて

ベッド上で ●3Pを使用して
体格の小さい方
先に膝にクッションを入れてから背上げをする。

仰臥位(仰向け)で ●2Pを使用して
仙骨部が除圧されているか手で確認

腹臥位(腹這いで) ●3Pを使用して
●ミニを使用して

オムツ交換
パットを重ねて60°の側臥位に。
清拭もオムツ交換も簡単!!

| 月極レンタル料金 | ご利用者負担額 | |
|----------|---------|------|
| | 1割負担 | 2割負担 |
| | | |

※地域によって対象とならない場合がありますので、ご確認下さい。

体位変換器

体位変換器 ペンギンサポート

パラマウントベッド

ベッド上でサイドレールなどに固定すると、側臥位の一時的な保持ができるので「おむつ交換」などを楽に、より安全に行うことができます。

TAISコード 00170-000713

商品番号 **F-368A**



ペンギンサポート 使用手順のご紹介

- 側臥位への体位変換**
使用者の腕を組ませ頭部から背中側へ差込む
滑りやすいシートだから、すんなり差込めるのよ
グリップを引いて肩甲骨のあたりまでずらす
- 使用者のひざを立て、腰に手を添え取っ手穴を引いて回転させるように側臥位にして
少ない力で横向きに回転できますね
- 側臥位を保持する場合は固定部をサイドレールなどの上様に取付ける
今日もきれいに洗ってお薬塗りますね
片手で身体を支えなくていいから両手が使えていいですね

| 月極レンタル料金 | ご利用者負担額 | |
|----------|---------|------|
| | 1割負担 | 2割負担 |
| | | |

※地域によって対象とならない場合がありますので、ご確認下さい。

- 型式:KE-100S
- サイズ(cm):全長約163×全幅約48
- 最大使用者体重(kg):138



質量

約300g



質量
450
g

ベッド上での
体位変換が
容易に行えます。

ノルディックスライド(ミディ) パシフィックサブライ

内側が滑りやすくなっている筒状のスライディングシート。
力をかけずに、移動、乗り移りができます。

TAISコード 00130-000024 商品番号 **F-366A**

●型式:ノルディックスライド(ミディ) ●サイズ(cm):全長80×全幅72

| 月極レンタル料金 | ご利用者負担額 | |
|----------|---------|------|
| | 1割負担 | 2割負担 |
| | | |

使い方の参考例 ★ベッド上のズレを元に戻す方法

(1) ギャッジを使用しない場合



(2) ギャッジを利用する場合



質量
950
g

ライトターンC(コンパクトタイプ) アイ・ソネックス

テコの原理で簡単に体位変換。
スウィング機能はリハビリに利用できます。

TAISコード 00149-000017 商品番号 **F-367A**

●型式:ライトターンC ●サイズ(cm):巾40×高39×奥行13

| 月極レンタル料金 | ご利用者負担額 | |
|----------|---------|------|
| | 1割負担 | 2割負担 |
| | | |

使用方法



ライトターンの中央隔壁を足先のほうに向けて倒し、凹部に乗せます。

ライトターンを回転させて起こし、両膝を両側の凹部に入れます。


まずライトターンのベルトを持って回転させ、肩も少し押しながら寝返りを行います。

股間を開いた状態を保持できますので、おむつ交換や摘便が容易に行えます。


USAKO シリーズ

安全・安心な摂食嚥下をサポート

ユークッション (体位変換器)
上肢サポートクッション。肩と腕をしっかり支えます。




メッシュカバー付



メッシュカバー付

クビマクラ (車いす付属品)
頭や首を適切に保持できない方に。



メッシュカバー付

体位変換器

USAKOシリーズ ユークッション Mサイズ アイ・ソネックス

TAISコード 00149-000040 商品番号 **F-371F**

●型式:ユークッション Mサイズ

| 月極レンタル料金 | |
|----------|------|
| | |
| ご利用者負担額 | |
| 1割負担 | 2割負担 |
| | |

※地域によって対象とならない場合がありますので、ご確認下さい。

USAKOシリーズ ユークッション Lサイズ アイ・ソネックス

TAISコード 00149-000041 商品番号 **F-371G**

●型式:ユークッション Lサイズ

| 月極レンタル料金 | |
|----------|------|
| | |
| ご利用者負担額 | |
| 1割負担 | 2割負担 |
| | |

※地域によって対象とならない場合がありますので、ご確認下さい。

USAKOシリーズ クビマクラ アイ・ソネックス

TAISコード 00149-000044 商品番号 **B-461G**

●型式:クビマクラ

| 月極レンタル料金 | |
|----------|------|
| | |
| ご利用者負担額 | |
| 1割負担 | 2割負担 |
| | |

※この商品は車イス付属品になります。

車いす・ベッドでの使用例

●車いすで



●円背の方に(車いす)



●ベッド上で



●円背の方に(ベッド)



メッシュカバー付

USAKO ヘッドサポートセット

松永製作所

オアシスシリーズ、マイチルトシリーズ専用
USAKO仕様のヘッドサポートです。

TAISコード 00066-000337 商品番号 **B-500C**

●型式:USAKO ヘッドサポートセット

※この商品は車イス付属品になります。

| 月極レンタル料金 | ご利用者負担額 | |
|----------|---------|------|
| | 1割負担 | 2割負担 |
| | | |